

EN Hydrogen Peroxide Solution with neutralizing tablets

For cleaning and disinfecting, neutralizing, storage and inserting.
For all types of contact lenses.

Composition hydrogen peroxide solution:

HYDROGEN PEROXIDE, PHENACETINUM CRYSTALLINUM, SODIUM CHLORIDE, PVP K30 EP, PURIFIED WATER.

Composition neutralizing tablet:

BORIC ACID, POTASSIUM PENTABORATE, POLYVINYL ALCOHOL, VITAMINE B12, MICROBIAL CATALASE.

Precautions and instructions for use:

The hydrogen peroxide solution should always be used in combination with the enclosed neutralizing tablets and a lens case with air valve.
Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case. Dry your hands using a clean towel.
Do not use when tamper-evident seal is broken before the first time use. Unscrewing the cap from the bottle will break the tamper-evident seal.
Rinse lens case (with air valve) with saline solution before filling with hydrogen peroxide solution, to remove all remnant solution.
Place the left contact lens in the cup marked 'L' and close the cup. Place the right contact lens in the cup marked 'R' and close the cup.
Fill the lens case with hydrogen peroxide solution up to the fill line.
Add one neutralizing tablet to the lens case filled with hydrogen peroxide.
The solution will turn pink.
Allow the lenses to neutralize for a minimum of 6 hours. After neutralizing the lenses may be inserted.
After treatment the lens can appear slightly pinkish, this color will soon disappear during wearing.
Repeat the process after every 24 hours of storage.
Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution.
Close the bottle tightly immediately after use.
Replace your lens case with air valve frequently to prevent infection due to contamination.

Storage conditions:

Use within 2 months after opening.
The tablets are for single use only.
Store between 4 °C and 25 °C.
Protect from sunlight.
Keep out of reach of children (see image 1).
Keep the solution in its original packaging.

Warnings and contra-indications:

Do not insert your contact lenses directly in your eye without neutralizing your contact lenses since this can lead to pain and burning eyes.
Do not use if you are allergic to one of the ingredients.
Always use a lens case with air valve.
Do not insert the lenses in the case the solution has not turned pink, repeat the neutralizing process.
Stop wearing contact lenses when you experience eye irritation or when you have an eye infection and consult a doctor.
If you are prescribed eye medication, consult your ophthalmologist or contact lens specialist before using the medication in combination with contact lens solution.
Do not use when the packaging is damaged (see image 2).
Do not use after the expiry date.
Do not mix your contact lens care system without consulting your contact lens specialist.
Do not change or use with other contact lens solution, unless it is indicated in the instructions for use.
Never use tap water as an alternative for contact lens solution.
Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

NL Waterstofperoxidevloeistof met neutralisatietabletten

Voor reinigen, desinfecteren, neutraliseren, bewaren en inzetten.
Voor alle typen contactlenzen.

Samenstelling waterstofperoxidevloeistof:

WATERSTOFFPEROXIDE, PHENACETINUM CRYSTALLINUM, NATRIUM CHLORIDE, PVP K30 EP, GEZUIVERD WATER.

Samenstelling neutralisatietabletten:

BOORZUR, POTASSIUM PENTABORATE, POLYVINYL ALCOHOL, VITAMINE B12, MICROBIËLE KATALASE.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies:

Deze peroxidevloeistof moet altijd in combinatie met de bijgevoegde neutralisatietabletten en lenshouder met ontluchtingsstelsel worden gebruikt.
Was uw handen zorgvuldig voordat u de lenzen uit uw ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek.
Gebruik de vloeistof niet als de veiligheidssluiting voor het eerste gebruik is verbroken. De veiligheidssluiting verbreekt bij het losdraaien van de dop van de fles.
Spoel de lenshouder (voorzien van ontluchtingsstelsel) met een salineoplossing voor het wordt gevuld met waterstofperoxideoplossing, om alle restanten te verwijderen.
Plaats uw linker contactlens in het met 'L' gemarkeerde korfje en sluit deze. Plaats de rechter contactlens in het met 'R' gemarkeerde korfje en sluit deze.
Vul de lenshouder tot de markerestreek met waterstofperoxidevloeistof.
Voeg één neutralisatietablet aan de met waterstofperoxide gevulde lenshouder.
De vloeistof kleurt roze.
Laat de lenzen minimaal 6 uur neutraliseren. Na neutralisatie kunnen de lenzen worden ingezet.
De lens kan na behandeling roze kleuren, tijdens het dragen verdwijnt de kleur.
Herhaal dit proces indien de lenzen langer dan 24 uur zijn bewaard in de lenshouder.
De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.
Sluit direct na gebruik de fles goed af.
Vervang de lenshouder met ontluchtingsstelsel regelmatig om infecties door verontreiniging te voorkomen.

Bewaarcondities:

Na openen 2 maanden houdbaar.
De tabletten zijn alleen voor éénmalig gebruik.
Bewaren tussen 4 °C en 25 °C.
Bescherm tegen zonlicht.
Buiten het bereik van kinderen houden (zie afbeelding 1).
Bewaar de vloeistof in de originele verpakking.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Na het gebruik van een peroxidevloeistof de lenzen niet direct in het oog plaatsen zonder deze te neutraliseren, aangezien dit kan leiden tot pijn en brandend gevoel.
Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
Gebruik altijd een lenshouder met ontluchtingsstelsel.
Zet de lenzen niet in als de vloeistof niet roze is geworden. Herhaal dan het neutralisatieproces.
Stop het dragen van contactlenzen bij irritatie of bij een ooginfectie en raadpleeg een arts.
Indien u oogmedicatie krijgt voorgeschreven, raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist voordat u de medicatie in combinatie met contactlensvloeistof gaat gebruiken.
Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is (zie afbeelding 2).
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
Wijzig niet van contactlensverzorgingssysteem zonder overleg met uw contactlensspecialist.
Gebruik of meng niet met andere contactlensvloeistoffen tenzij dit is aangegeven in de gebruiksinstructies.
Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor contactlensvloeistof.
Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

DE Wasserstoffperoxidlösung mit Neutralisationstabletten

Zur Reinigung und Desinfektion, Neutralisierung, Aufbewahrung und zum Einsetzen.
Für alle Kontaktlinsentypen.

Zusammensetzung der Wasserstoffperoxidlösung:

WASSERSTOFFPEROXID, PHENACETINUM CRYSTALLINUM, NATRIUMCHLORID, PVP K30 EP, GEREIFIGTES WASSER.

Zusammensetzung der Neutralisationstabletten:

BORSÄURE, KALIUMPENTABORAT, POLYVINYLALKOHOL, VITAMIN B12, MIKROBIELLE KATALASE.

Vorsichtshinweise und Anweisungen für den Gebrauch:

Die Wasserstoffperoxidlösung sollte immer zusammen mit den beiliegenden Neutralisationstabletten und einem Linsenbehälter mit Ventil verwendet werden.
Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.
Nicht anwenden, wenn die Verschlusssicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Beim Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche reißt das Garantiesiegel auf.
Spülen Sie den Linsenbehälter (mit Ventil) mit Kochsalzlösung aus, bevor Sie ihn mit Wasserstoffperoxidlösung füllen, um alle Lösungsrückstände zu entfernen.
Legen Sie die linke Kontaktlinse in das Körbchen mit der Markierung „L“ und schließen Sie das Körbchen. Legen Sie die rechte Kontaktlinse in das Körbchen mit der Markierung „R“ und schließen Sie das Körbchen.
Füllen Sie den Linsenbehälter bis zur Markierungslinie mit Wasserstoffperoxidlösung.
Geben Sie eine Neutralisationstablette in den mit Wasserstoffperoxid gefüllten Linsenbehälter.
Die Lösung färbt sich rosa.
Lassen Sie die Linsen mindestens 6 Stunden lang neutralisieren. Nach der Neutralisierung können die Linsen eingesetzt werden.
Nach der Behandlung kann die Linse leicht rosa erscheinen, diese Farbe verschwindet jedoch schnell beim Tragen.
Wiederholen Sie den Vorgang nach jeweils 24 Stunden Aufbewahrung.
Die Tropfenspitze der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann.
Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.
Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit dem Entlüftungsventil regelmäßig aus, um eine Infektion durch Kontamination zu vermeiden.

Lagerungsbedingungen:

Innerhalb von 2 Monaten nach Anbruch verbrauchen.
Die Tabletten sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Bei 4 °C bis 25 °C lagern.
Vor Sonnenlicht schützen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren (siehe Abbildung 1).
Die Lösung in der Originalverpackung aufbewahren.

Warnhinweise und Gegenanzeigen:

Setzen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht direkt in die Augen ohne die Kontaktlinsen zu neutralisieren, da dies zu Schmerzen und Brennen in den Augen führen kann.
Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
Verwenden Sie stets einen Kontaktlinsenbehälter mit Entlüftungsventil.
Setzen Sie die Linsen nicht ein, wenn die Lösung nicht rosa geworden ist. Wiederholen Sie den Neutralisierungsvorgang.
Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat.
Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge anwenden.
Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist (siehe Abbildung 2).
Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
Ändern Sie Ihr Kontaktlinsenflegesystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.
Mischen oder verwenden Sie die Lösung nicht mit anderen Kontaktlinsenlösungen, sofern dies nicht in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung.
Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

IT - Solution de peroxyde d'hydrogène avec comprimés neutralisants

Pour le nettoyage, la désinfection, la neutralisation, la conservation et la pose.
Pour tous types lentilles de contact.

Composition de la solution de peroxyde d'hydrogène :
PEROXIDE D'HYDROGENE, PHENACETINUM CRYSTALLINUM, CHLORURE DE SODIUM, PVP K30 EP, EAU PURIFIEE.

Composition du comprimé neutralisant :
ACIDE BORIQUE, PENTABORATE DE POTASSIUM, ALCOOL POLYVINYL-LIQUE, VITAMINE B12, CATALASE MICROBIENNE.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi :

La solution de peroxyde d'hydrogène doit toujours être utilisée avec les comprimés neutralisants fournis et un étui à lentilles à valve à air. Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer les lentilles de vos yeux ou de leur étui. Séchez-vous les mains avec une serviette propre.

Ne pas utiliser si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation. En dévissant le bouchon du flacon, vous entraîneriez la rupture du capuchon inviolable.

Rincer l'étui à lentilles (à valve à air) avec de la solution saline avant de le remplir de solution de peroxyde d'hydrogène, afin d'éliminer tout résidu de solution.

Placer la lentille de contact gauche dans la coupelle marquée d'un « L », puis la fermer. Placer la lentille de contact droite dans la coupelle marquée d'un « R », puis la fermer.

Remplir l'étui de rangement avec de la solution de peroxyde d'hydrogène jusqu'au trait de remplissage.

Ajouter un comprimé neutralisant dans l'étui à lentille rempli de peroxyde d'hydrogène.
La solution devient rose.

Laisser les lentilles se neutraliser pendant 6 heures minimum. Une fois neutralisées, les lentilles peuvent être mises.

Après le traitement, la lentille peut paraître légèrement rose mais cette couleur disparaîtra rapidement une fois la lentille portée.

Répéter la procédure toutes les 24 h de conservation.

Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.

Refermez soigneusement le flacon immédiatement après l'utilisation.

Remplacer régulièrement l'étui de rangement doté d'une aération pour éviter toute infection par contamination.

Conditions de conservation :

À utiliser dans les 2 mois après l'ouverture.
Les comprimés sont à usage unique.
Conserver la solution à température ambiante entre 4 °C et 25 °C.
Protéger contre la lumière du soleil.
Tenir hors de la portée des enfants (voir figure 1).
Conserver la solution dans son emballage d'origine.

Mises en garde et contre-indications :

Ne pas procéder à la pose des lentilles de contact directement, sans procéder à leur neutralisation, étant donné que cela pourrait entraîner des douleurs ou brûlures oculaires.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

Toujours utiliser un étui de rangement doté d'une aération.

Ne pas insérer les lentilles dans un étui dont la solution n'est pas devenue rose, répéter le processus de neutralisation.

Cessez de porter vos lentilles de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux et consultez un médecin.

Si l'on vous prescrit un médicament pour les yeux, consultez votre optalmologiste ou spécialiste en lentilles de contact ainsi que le médecin avant d'utiliser le médicament.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (voir figure 2).

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans avis médical.

Ne pas mélanger ou utiliser avec une autre solution pour lentilles de contact, sauf si cela est indiqué dans le mode d'emploi.

N'utilisez jamais de l'eau du robinet à la place de cette solution pour lentilles de contact.

Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous subissez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.

IT -oluzione di perossido di idrogeno con compresse neutralizzanti

Per la pulizia, disinfezione, neutralizzazione, conservazione e applicazione.
Per tutti i tipi di lenti a contatto.

Composizione della soluzione di perossido di idrogeno:
PEROSSIDO DI IDROGENO, PHENACETINUM CRYSTALLINUM, CLORURO DI SODIO, PVP K30 EP, ACQUA PURIFICATA.

Composizione della compressa neutralizzante:
ACIDO BORICO, PENTABORATO DI POTASSIO, ALCOOL POLIVINILICO, VITAMINA B12, CATALASI MICROBICA.

Precauzioni e istruzioni per l'uso:

Utilizzare sempre la soluzione di perossido di idrogeno in combinazione con le compresse neutralizzanti in dotazione e un portaelenti provvisto di valvola dell'aria.

Lavarsi le mani accuratamente prima di rimuovere le lenti dagli occhi o dal contenitore. Assicurarsi le mani con un asciugamano pulito.

Non usare se il sigillo antimanomissione risulta rotto prima del primo utilizzo. La rimozione del tappo dal flacone comporterà la rottura del sigillo antimanomissione.

Sciappare il portaelenti (con la valvola dell'aria) con soluzione salina prima di riempirlo di soluzione di perossido di idrogeno per rimuovere tutti i residui di soluzione.

Posizionare la lente a contatto sinistra nella coppetta contrassegnata con "L" e chiuderla. Posizionare la lente a contatto destra nella coppetta contrassegnata con "R" e chiuderla.

Riemplire il portaelenti fino alla linea di riferimento con soluzione di perossido di idrogeno.

Aggiungere una compressa neutralizzante al portaelenti riempito di perossido di idrogeno.

La soluzione diventerà rosa.

Attendere la neutralizzazione delle lenti per almeno 6 ore. Le lenti si possono essere applicare dopo la neutralizzazione.

Dopo il trattamento, le lenti possono avere un aspetto leggermente rosso, colore che sparirà velocemente indossandole.

Ripetere la procedura ogni 24 ore di conservazione.

Non toccare la punta del contagocce del flacone poiché ciò potrebbe comportare la contaminazione della soluzione.

Chiudere bene il flacone subito dopo l'uso.

Sostituire frequentemente il portaelenti provvisto di valvola d'aria per prevenire infezioni causate dalla contaminazione.

Condizioni di conservazione:

Utilizzare entro 2 mesi dall'apertura.
Le compresse sono monouso.
Conservare a una temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C.
Tenere al riparo dalla luce solare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini (vedere immagine 1).
Conservare la soluzione nella sua confezione originale.

Avvertenze e controindicazioni:

Non applicare le lenti a contatto direttamente negli occhi senza neutralizzarle poiché ciò può causare dolore e bruciore agli occhi.

Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.

Non usare se si è allergici alle lenti o alla soluzione di idrogeno perossido. Non applicare le lenti, se la soluzione non è diventata rosa, ripetere la procedura di neutralizzazione.

Smettere di indossare le lenti a contatto in caso di irritazione o infezione oculare e consultare un medico.

Se è stato prescritto un farmaco oculare, consultare il proprio oftalmologo o specialista di lenti a contatto oltre all'oculista prima di utilizzare il farmaco.

Non usare se la confezione è danneggiata (vedere immagine 2).

Non usare dopo la data di scadenza.

Non sostituire il sistema di cura delle lenti a contatto senza consultare il proprio specialista di lenti a contatto.

Non mischiare né utilizzare con altre soluzioni per lenti a contatto, se non indicato nelle istruzioni per l'uso.

Non utilizzare mai acqua di rubinetto come alternativa alla soluzione per lenti a contatto.

Interrompere l'uso del prodotto e informare il produttore legale e le autorità sanitarie nazionali in caso di gravi problemi di salute correlati a questo dispositivo medico.

ES Solución de peróxido de hidrógeno con pastillas neutralizadoras

Para limpieza y desinfección, neutralización, almacenamiento y aplicación.
Para todo tipo de lentes de contacto.

Composición de la solución de peróxido de hidrógeno:
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, FENACETINA CRISTALINA, CLORURO DE SODIO, PVP K30 EP, AGUA PURIFICADA.

Composición de la pastilla neutralizadora:
ACIDO BÓRICO, PENTABORATO POTÁSICO, ALCOHOL POLIVINÍLICO, VITAMINA B12, CATALASA MICROBIANA.

Precauciones e instrucciones de uso:

La solución de peróxido de hidrógeno siempre se debe usar en combinación con las pastillas neutralizadoras adjuntas y con un estuche para lentillas con válvula de aire.

Lávese las manos minuciosamente antes de retirar las lentes de contacto de los ojos o del estuche donde las guarda. Séquese las manos con una toalla limpia.

No la utilice cuando el precinto de seguridad esté roto antes del primer uso. Desensrosque el tapón del frasco para romper el precinto de seguridad.

Para eliminar todos los restos de solución, enjuague el estuche para lentillas (con válvula de aire) con solución salina antes de llenarlo con solución de peróxido de hidrógeno.

Coloque la lentilla izquierda en el compartimento con la letra L y ciérrela. Coloque la lentilla derecha en el compartimento con la letra R y ciérrela.

Liene el estuche para lentillas con una solución de peróxido de hidrógeno hasta la línea de llenado.

Añada una pastilla neutralizadora al estuche para lentillas con peróxido de hidrógeno.

La solución se volverá rosa.

Deje que las lentillas se neutralicen durante un mínimo de 6 horas. Tras la neutralización, se puede colocar las lentillas.

Después del tratamiento, la lentilla puede aparecer ligeramente rosada, pero este color desaparecerá pronto después de usarla.

Repita el proceso de neutralización y almacenamiento de 24 horas.

No toque la punta del cuentagotas, ya que podría contaminar la solución.

Cierre bien el frasco inmediatamente después del uso.

Sustituya frecuentemente su estuche para lentillas con válvula de aire para evitar infecciones por contaminación.

Condiciones de conservación:

Una vez abierto, utilice este producto en un plazo de 2 meses.
Las pastillas son exclusivamente para un solo uso.
Almacene el producto entre 4 °C y 25 °C.
Protégalo de la luz solar.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños (vea la imagen 1).
Mantenga la solución en su empaque original.

Advertencias y contraindicaciones:

No se coloque las lentillas directamente en los ojos sin haberlas neutralizado, ya que esto podría ocasionar dolor y ardor en los ojos.

No utilice el producto si tiene alergia a alguno de los ingredientes.

Utilice siempre un estuche para lentillas con válvula de aire.

No se ponga las lentillas en el caso de que la solución no haya adquirido un color rosado, repita el proceso de neutralización.

Deje de utilizar las lentillas y consulte al médico cuando sufra irritación o una infección ocular.

Si un médico le ha prescrito medicamentos para los ojos, consulte a su oftalmólogo o especialista en lentes de contacto antes de usar el medicamento junto con las lentes de contacto.

No utilice el producto si el envase está dañado (vea la imagen 2).

No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

No combine su sistema de cuidado de lentes de contacto sin consultar a un especialista en lentes de contacto.

No mezcle ni utilice otra solución para lentillas, salvo que así se indique en las instrucciones de uso.

Nunca emplee agua corriente como alternativa a la solución para lentes de contacto.

En caso de sufrir algún problema grave de salud en relación con este producto sanitario, deje de utilizarlo e informe al fabricante legal y a las autoridades sanitarias nacionales.

HU Hídropén-peroxid oldat semlegesítő tablettákkal

Tisztáláshoz, fertőtlenítéshez, semlegesítéshez, tároláshoz és behelyezéshez.
Mindet típusú kontaktlencséhez.

Összetétel – hidrógen-peroxid oldat:
HIDRÓGEN-PEROXID, KRISTÁLYOS FENACETIN, NÁTRIUM-KLORID, PVP K30 EP, TIZSITTOTT VÍZ.

Összetétel – semlegesítő tableta:
BÓRSÁV, KÁLIUM-PENTABORÁT, POLIVINIL-ALKOHOL, VITAMIN B12, MIKROBIAIS KATALÁZ.

Övintézkedések és használati útmutató:

A hidrógen-peroxid oldat mindig a mellékelt semlegesítő tablettákkal, és a levegőnyílással ellátott lencsetartó tokkal együtt kell használni.

Alaposan mosson kezét, mielőtt kivenné a lencsét a szeméből vagy a lencsetartóból. Száritsa meg a kezét egy tiszta törülközővel.

Ne használja a terméket, ha a zároléom az első használat előtt megsejtült. A kupak lecsavarásakor a palackról feltűnik a zároléom.

A lencsetartó tokot (levegőnyílással) használat előtt öblítse ki sóoldattal, hogy eltávolítsa a korábbi oldat maradványait.

Hehyezze a bal kontaktlencsét az „L” jelű csészébe, és zárja le a csészét. Helyezze a jobb kontaktlencsét az „R” jelű csészébe és zárja le a csészét.

Töltse fel a lencsetartó tokot a hidrógen-peroxid-oldattal a töltési szint jelzés vonalig.

Tölts meg a tokot hidrógen-peroxid oldattal, majd adjon hozzá egy darab semlegesítő tablettát.

Az oldat rózsaszínűvé fog változni.

A lencsék legalább 6 órán át hagyni kell semlegesítő oldatban. Ezután biztonságosan behelyezhetők.

A kezűs után a lencsén enyhén rózsaszínes lehet, ez a szín viselés közben gyorsan eltűnik.

A lencsék minden 24 órák tárolás után újra kezelni kell.

Ne érjen hozzá a palack szorosan.

Cserélje ki gyakran a levegőnyílással ellátott lencsetartó tokot, hogy megelőzze a szennyeződések miatti fertőzéseket.

Tárolási körülmények:

Felbontás után 2 hónapig használható.
A tabletták egyszeri használatra szolgálnak.
4 °C és 25 °C között tárolandó.
Védje a napfénytől.
Gyermekektől távol tartandó (lásd a képet 1).
Az oldat az eredeti dobozban tárolandó.

Figyelmeztetések és ellenjavallatok:

A kontaktlencsék ne helyezze be közvetlenül a kontaktlencsék semlegesítése nélkül a szemébe, mivel ez fájó és égő érzést okozhat a szemben.

Ne használja, ha allergiás az egyik összetevőjére.

Mindig levegőnyílással ellátott lencsetartó tokot használjon.

Ne helyezze be a lencsét, ha az oldat nem vált rózsaszínű – ismétlője meg a semlegesítési folyamatot.

Ha szemirritációt tapasztal vagy szemfertőzést is, ne viselje tovább a kontaktlencsét és forduljon orvoshoz.

Ha szemgyógyászt írtak fel Önnek, akkor forduljon a szemészéhez vagy a kontaktlencsés-zakértőjéhez, mielőtt használná a győgszerzt a kontaktlencsédaltal együtt.

Ne használja, ha sérült a csomagolás (lásd a képet 2).

Ne használja a lejárti időn túl.

Ne változtassa meg a kontaktlencsés-ápolási rutinját nélkül, hogy felkelresné a kontaktlencsés-zakértőt.

Ne keverje össze vagy használja más kontaktlencsés-folyadékkal együtt, kivéve ha ez a használati útmutatásban másképp nem szerepel.

Soha ne használjon szappant a kontaktlencsédalt helyettesítésére.

Ne használja tovább a terméket és tájékoztassa a hivatalos gyártót és a nemzeti egészségügyi hatóságokat, ha súlyos egészségügyi problémát tapasztal az orvostechinikai eszközök illetoen.