

EN Isotonic Sodium Chloride 0,9% solution

Isotonic solution for rinsing.
For all types of contact lenses.

Compositie:

SODIUM CHLORIDE 0,9%, PURIFIED WATER.
Preservative free.

Precautions and instructions for use

The rinsing solution can be used in combination with contact lens care solutions as part of your contact lens care regimen.
Wash and dry your hands before use.
Open the ampoule by turning the closure in order to break the tamper-evident seal.
Rinsing: place the lens in the palm of your hand and rinse it with this solution.
Do not touch the dropper tip of the ampoule.

Storage conditions

Keep out of reach of children. (See image A)

Warnings and contra-indications

The rinsing solutions is not an alternative for disinfection or storage solution, always use a multipurpose contact lens solution or disinfection solution in combination.
Do not use if you are allergic to one of the ingredients.
Do not change your contact lens care system without consulting your contact lens specialist.
Stop wearing contact lenses when you experience eye irritation or when you have an eye infection and consult a doctor.
Do not use in combination with other eye medication before consulting your eye specialist or doctor.
Do not use when the packaging is damaged. (See image B)
Do not use after the expiry date.
Always use fresh rinsing solution.
Never use tap water as an alternative for contact lens solution.
Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

NL Isotone natriumchloride 0,9% vloeistof

Isotone vloeistof voor spoelen.
Voor alle typen contactlenzen.

Samenstelling:

NATRIUM CHLORIDE 0,9%, GEZUIVERD WATER.
Vrij van conserveermiddelen.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiks instructies

Deze spoelvloeistof kan in combinatie met contactlensverzorgingsvloeistoffen worden gebruikt als onderdeel van het contactlens verzorgingsproces.
Was en droog uw handen voor gebruik.
Om de draagsluiting te verbreken, open de ampul door het bovenste gedeelte een halve slag te draaien.
Spoelen: plaats de lens in de palm van uw hand en spoel de lens af.
Raak de druppelaar van de ampul niet aan.

Bewaarcondities

Buiten bereik van kinderen houden. (Zie afbeelding A)

Waarschuwingen en contra-indicaties

Deze spoelvloeistof is geen alternatief voor een desinfectie- of bewaarvloeistof. Gebruik deze vloeistof altijd in combinatie met een alles-in-een desinfectievloeistof.
Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
Wijzig niet van contactlensverzorgingssysteem zonder overleg met uw contactlensspecialist.
Stop het dragen van contactlenzen bij irritatie of bij een ooginfectie en raadpleeg een arts.
Niet gebruiken in combinatie met oogmedicatie, raadpleeg eerst een oogspecialist of arts.
Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. (Zie afbeelding B)
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
Gebruik altijd verse spoelvloeistof.
Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor contactlensvloeistof.
Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

DE 0,9%ige isotonische Natriumchloridilösung

Isotonische Lösung zum Spülen.
Für alle Kontaktlinsentypen.

Zusammensetzung:

NATRIUMCHLORID 0,9 %, GEREINIGTES WASSER.
Frei von Konservierungsmitteln.

Vorsichtsinweise und Anweisungen für den Gebrauch

Die Spülung kann in Kombination mit Lösungen zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen angewendet werden.
Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung.
Öffnen Sie die Ampulle und die Verschlusssicherung, indem Sie den Verschluss drehen.
Spülen: Legen Sie die Linse in den Handteller und spülen Sie sie mit dieser Lösung.
Die Tropferspitze der Ampulle nicht berühren.

Lagerungsbedingungen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (Siehe Abbildung A)

Warnhinweise und Gegenanzeigen

Die Spülung ist nicht als Desinfektions- oder Aufbewahrungslösung geeignet. Verwenden Sie sie stets zusammen mit einer Mehrzweck-Kontaktlinsenlösung oder einer Desinfektionslösung.
Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
Ändern Sie Ihr Kontaktlinsenpflegeprogramm nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.
Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat.
Nicht in Kombination mit anderen Augenmedikamenten anwenden, bevor Sie mit Ihrem Augenarzt oder Arzt gesprochen haben.
Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist. (Siehe Abbildung B)
Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
Verwenden Sie stets frische Spülungslösung.
Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung.
Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

FR Solution isotonique à 0,9 % de chlorure de sodium

Solution isotonique pour le rinçage.
Pour tous types lentilles de contact.

Compositie :

CHLORURE DE SODIUM 0,9 %, EAU PURIFIÉE.
Sans conservateur.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi

La solution de rinçage peut être utilisée en association avec des solutions d'entretien pour lentilles de contact, dans le cadre du régime d'entretien de vos lentilles de contact.
Lavez-vous et séchez-vous les mains avant l'utilisation.
Ouvrez l'ampoule en tournant la fermeture pour casser le capuchon d'étanchéité inviolable.
Rinçage : placez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec cette solution.
Ne touchez pas l'embout compte-gouttes de l'ampoule.

Conditions de conservation

Tenir hors de la portée des enfants. (Voir figure A)

Mises en garde et contre-indications

La solution de rinçage ne doit pas être utilisée à la place de la solution de désinfection ou de conservation. Utilisez toujours ce produit en association avec une solution polyvalente pour lentilles de contact ou une solution de désinfection.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans consulter votre spécialiste en lentilles de contact.
Cessez de porter vos lentilles de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux et consultez un médecin.
N'utilisez pas ce produit en association avec d'autres médicaments pour les yeux avant d'avoir consulté votre ophtalmologue ou votre médecin.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. (Voir figure B)
Ne pas utiliser après la date de péremption.
Utilisez toujours une solution de rinçage fraîche.
N'utilisez jamais de l'eau du robinet à la place de cette solution pour lentilles de contact.
Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous subissez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.

IT Soluzione isotonica di cloruro di sodio allo 0,9%

Soluzione isotonica per il risciacquo.
Per tutti i tipi di lenti a contatto.

Composizione:

CLORURO DI SODIO ALLO 0,9%, ACQUA PURIFICATA.
Senza conservanti.

Precauzioni e istruzioni per l'uso

La soluzione di risciacquo può essere utilizzata in combinazione con soluzioni per la manutenzione delle lenti a contatto come parte del trattamento delle lenti stesse.
Lavarsi e asciugarsi le mani prima dell'uso.
Aprire la fiala ruotando la chiusura in modo tale da rompere il sigillo antimanomissione.
Risciacquo: posizionare la lente nel palmo della mano e sciaccuarla con questa soluzione.
Non toccare la punta del contagocce della fiala.

Condizioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (vedere immagine A)

Avvertenze e controindicazioni

La soluzione di risciacquo non è un'alternativa per la disinfezione o la conservazione, utilizzare sempre una soluzione multiuso per lenti a contatto o in abbinamento ad una soluzione di disinfezione.
Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.
Non sostituire il sistema di cura delle lenti a contatto senza consultare il proprio specialista di lenti a contatto.
Smettere di indossare le lenti a contatto in caso di irritazione o infezione oculare e consultare un medico.
Non utilizzare in combinazione con altri farmaci oculari prima di aver consultato l'oftalmologo o il medico.
Non usare se la confezione è danneggiata. (vedere immagine B)
Non usare dopo la data di scadenza.
Utilizzare sempre una soluzione di risciacquo nuova.
Non utilizzare mai acqua di rubinetto come alternativa alla soluzione per lenti a contatto.
Interrompere l'uso del prodotto e informare il produttore legale e le autorità sanitarie nazionali in caso di gravi problemi di salute correlati a questo dispositivo medico.

ES Solución isotónica de cloruro sódico al 0,9%

Solución isotónica de enjuague.
Para todo tipo de lentes de contacto.

Composición:

CLORURO SÓDICO AL 0,9%, AGUA PURIFICADA.
Sin conservantes.

Precauciones e instrucciones de uso

La solución de enjuague se puede utilizar junto con soluciones de cuidado de lentes de contacto, como parte del mantenimiento de sus lentes de contacto.
Lávese y séquese las manos antes de utilizar el producto.
Abra la ampolla girando el cierre para romper el precinto.
Enjuague: coloque la lentilla en la palma de la mano y enjuáguela con esta solución.
No toque la punta del cuentagotas de la ampolla.

Condiciones de conservación

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. (Véase la imagen A)

Advertencias y contraindicaciones

La solución de enjuague no es una alternativa a la solución de desinfección o almacenamiento; combínala siempre con una solución multiuso para lentes de contacto o con una solución de desinfección.
No utilice el producto si tiene alergia a alguno de los ingredientes.
No cambie su sistema de cuidado de lentes de contacto sin consultar a un especialista en lentes de contacto.
Deje de utilizar las lentillas y consulte al médico cuando sufra irritación o una infección ocular.
No lo utilice en combinación con otros medicamentos oculares antes de consultar a su oftalmólogo o médico.
No utilice el producto si el envase está dañado. (Véase la imagen B)
No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
No reutilice nunca la solución de enjuague.
Nunca emplee agua corriente como alternativa a la solución para lentes de contacto.
En caso de sufrir algún problema grave de salud en relación con este producto sanitario, deje de utilizarlo e informe al fabricante legal y a las autoridades sanitarias nacionales.



Ote Pharma Sol B.V.
Vluuchtoord 38
NL-5406 XP Uden

01 REFM008-10
07/2022

