

EN Eye Drops 0,1% HA

These eye drops offer additional comfort and lubrication for mild eye irritation. Suitable for use in combination with all types of contact lenses.

Application

These eye drops based on HA provide comfort and hydration. Use of a computer and/or air conditioning can lead to your eyes feeling dry. These eye drops provide additional comfort. Suitable for use with contact lenses (hard and soft).

The easy to use special designed squeeze bottle and dropper tip allows for precise dosage of the unpreserved 0.1% HA which provides comfort and lubrication for mild irritation of the eyes.

Composition

HA 0,1%, SODIUM CHLORIDE, EDTA, PHOSPHATE BUFFER, PURIFIED WATER. Preservative free.

Precautions and instructions for use

Wash and dry your hands before use.

Do not use when tamper-evident seal is broken before the first time use. Remove the tamper-evident seal. <see image 1>

Remove the cap from the bottle <see image 2> and lean your head slightly backwards.

Use your thumb and forefinger to hold one eye open. <see image 3>

Gently squeeze one or two drops into your eye and blink several times. <see image 4>

Repeat the process in your other eye.

Blink several times so the eye drops are distributed over the surface of the eyes.

Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution.

Close the bottle after use, prevent squeezing at closing. <see image 5>

Eye drops can also be applied directly to the contact lenses prior to insertion. Blink your eyes several times afterwards in order for the drops to cover the eyes.

When used as instructed, the eye drops can be used safely and whenever needed.

Storage conditions

Use within 12 weeks after opening. (See image 1)

Keep out of reach of children. (See image B)

Do not use one bottle for several people.

Warnings and contra-indications

Do not use the eye drops if you are allergic to one of the ingredients.

Do not use if you have an eye infection.

Stop using the product immediately if your eye irritation worsens or you experience eye discomfort such as pain or a burning sensation. This can be caused by an allergic reaction of one of the ingredients.

Do not use in combination with other eye medication before consulting your eye specialist or doctor.

Do not use when the packaging is damaged. (See image C)

Do not use after the expiry date.

Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

NL Oogdruppels met 0,1% HA

Deze oogdruppels bieden extra comfort en lubricatie voor milde oogirritatie.

Geschikt voor het gebruik in combinatie met alle typen contactlenzen.

Toepassing

Deze op HA gebaseerde oogdruppels bieden comfort en hydratatie. Door onder andere computergebruik en/of airconditioning kunnen uw ogen droger gaan aanvoelen. Deze oogdruppels bieden daarbij extra comfort.

Geschikt om te gebruiken in combinatie met contactlenzen (hard en zacht).

Het speciaal ontwikkelde knijpflesje is gemakkelijk in gebruik en goed doseerbaar voor de conserveermiddelvrije 0,1% HA oogdruppel voor comfort en lubricatie bij milde irritatie van de ogen.

Samenstelling

HA 0,1%, NATRIUM CHLORIDE, EDTA, FOSFAAT BUFFER, GEZUVERD WATER.

Vrij van conserveermiddelen.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies

Was en droeg uw handen voor gebruik.

Niet gebruiken indien de garantietuiting gebroken is bij het eerste gebruik. Verwijder de garantietuiting

<zie afbeelding 1>.

Verwijder de dop van de fles <zie afbeelding 2> en houd uw hoofd iets achterover.

Gebruik uw duim en wijsvinger om één oog open te houden <zie afbeelding 3>.

Knijp voorzichtig uit het flesje in uw oog en knijper een aantal keer <zie afbeelding 4>.

Herhaal het proces in uw andere oog.

Knijper een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.

De druppelaar niet aantreken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

Het flesje na gebruik direct sluiten, voorkom knijpen bij het afsluiten <zie afbeelding 5>.

De oogdruppels kunnen direct voor het inbrengen op contactlenzen worden aangebracht. Knijper daarna een aantal keer met uw ogen, zodat de druppels zich in het oog kunnen verspreiden.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, kunnen de oogdruppels veilig en naar behoefte gebruikt worden.

Bewaarcondities

Na openen 12 weken houdbaar. (Zie afbeelding A)

Buiten bereik van kinderen houden. (Zie afbeelding B)

Niet gebruiken voor meerdere personen.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Niet gebruiken als u last heeft van een ooginfectie.

Stop direct met dit product indien uw ogen irritatie ertoeemt of u ongemak ervaart zoals pijn of een brandend gevoel. Dit kan veroorzaakt worden door een allergische reactie op één van de ingrediënten.

Niet gebruiken in combinatie met oogmedicatie, raadpleeg eerst een oogspecialist of arts.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. (Zie afbeelding C)

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

DE Augen Tropfen 0,1 % HA

These Augen Tropfen sorgen für zusätzliche Pflege und Benetzung bei leicht entzündeten Augen. Geeignet für die Anwendung in Kombination mit allen Kontaktlinsenarten.

Anwendung

These Augen Tropfen auf der Basis von HA spenden Pflege und Feuchtigkeit. Durch die Arbeit am Computer und/oder durch eine Klimaanlage kann es zu einem Gefühl der Trockenheit in den Augen kommen. Diese Augen Tropfen sorgen für zusätzliche Pflege. Geeignet für die Verwendung mit Kontaktlinsen (harte und weiche).

Die einfach zu verwendende, speziell entwickelte Quetschflasche mit Tropf Spitze ermöglicht eine präzise Dosierung der Konservierungsmittelfreien 0,1 % HA, die für Pflege und Benetzung bei leicht entzündeten Augen sorgt.

Zusammensetzung

HA 0,1 %, NATRIUMCHLORID, EDTA, PHOSPHATPUFFER, GERINGSTES WASSER.

Frei von Konservierungsmitteln.

Vorsichtsinweise und Anweisungen für den Gebrauch

Waschen und trocken Sie Ihre Hände vor der Anwendung.

Nicht anwenden, wenn die Verschlusssicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Entfernen Sie die Verschlusssicherung. <siehe Abbildung 1>

Entfernen Sie den Verschluss von der Flasche <siehe Abbildung 2> und neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.

Halten Sie das Auge mit Daumen und Finger offen. <siehe Abbildung 3>

Geben Sie vorsichtig 1-2 Tropfen in das Auge und blinzeln Sie mehrmals. <siehe Abbildung 4>

Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Auge.

Blinzeln Sie mehrmals, um die Augen Tropfen auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Die Tropf erspitze der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann.

Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch wieder. Die Flasche beim Verschließen nicht zusammen drücken. <siehe Abbildung 5>

Augen Tropfen können auch vor dem Einsetzen direkt auf die Kontaktlinsen gegeben werden. Blinzeln Sie anschließend mehrmals, damit sich die Tropfen im Auge verteilen.

Bei anweisungsgemäßem Vorgehen können die Augen Tropfen sicher und jederzeit bei Bedarf angewendet werden.

Lagerungsbedingungen

Innertall von 12 Wochen nach Anbruch verwenden. (Siehe Abbildung A)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (Siehe Abbildung B)

Eine Flasche nicht für mehrere Personen verwenden.

Warnhinweise und Gegenanzeigen

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Nicht anwenden, wenn Sie eine Augeninfektion haben.

Die Verwendung des Produkts sofort beenden, wenn sich die Augenreizung verschlimmert oder Augenbeschwerden wie Schmerzen oder Brennen auftreten. Diese können durch eine allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe verursacht werden.

Nicht in Kombination mit anderen Augenmedikamenten anwenden, bevor Sie mit Ihrem Augenarzt oder Arzt gesprochen haben.

Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist. (Siehe Abbildung C)

Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.

Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwieges gesundheitliches Problem auftritt.

FR Gouttes oculaires contenant 0,1 % d'HA

Ces gouttes oculaires apportent un confort et une lubrification supplémentaires en cas de légère irritation oculaire.

Convient pour une utilisation avec tous les types de lentilles de contact.

Application

Ces gouttes oculaires à base de HA assurent le confort et l'hydratation des yeux. L'utilisation d'un ordinateur et/ou la climatisation peuvent dessécher vos yeux. Ces gouttes oculaires vous offrent un confort supplémentaire. Convient pour une utilisation avec des lentilles de contact (dures et souples).

Le flacon en plastique souple et l'embout compte-gouttes, spécialement conçu, sont faciles à utiliser et permettent un dosage précis de cette solution sans conservateur à 0,1 % de HA, qui assure le confort et la lubrification des yeux en cas de légère irritation.

Composition

HA 0,1 %, CHLORURE DE SODIUM, EDTA, TAMPON DE PHOSPHATE, EAU PURIFIÉE.

Sans conservateur.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi

Lavez-vous et séchez-vous les mains avant l'utilisation.

N'utilisez pas le produit si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation. Retirez le capuchon d'étanchéité inviolable. <voir image 1>

Retirez le capuchon du flacon <voir image 2> et penchez légèrement la tête en arrière.

Maintenez un cil ouvert avec le pouce et l'index. <voir image 3>

Pressez doucement le flacon pour déposer une ou deux gouttes dans votre œil et clignez plusieurs fois des yeux. <voir image 4>

Baissez l'opération pour l'autre œil.

Clignez plusieurs fois des yeux pour étaler les gouttes sur la surface des yeux.

Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.

Fermez le flacon après l'utilisation, en évitant de le presser durant la fermeture. <voir image 5>

Les gouttes oculaires peuvent aussi être appliquées directement sur les lentilles de contact avant la pose.

Ensuite, clignez plusieurs fois des yeux pour étaler les gouttes sur les yeux.

En suivant le mode d'emploi, vous pouvez utiliser les gouttes oculaires en toute sécurité, chaque fois que vous en aurez besoin.

Conditions de conservation

Utiliser dans les 12 semaines suivant l'ouverture. (Voir figure A)

Tenir hors de la portée des enfants. (Voir figure B)

Ne pas partager un flacon entre plusieurs personnes.

Mises en garde et contra-indications

Ne pas utiliser les gouttes oculaires si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

Ne pas utiliser si vous avez une infection des yeux.

Si votre irritation oculaire s'aggrave ou si vous ressentez un inconfort oculaire tel qu'une douleur ou une sensation de brûlure, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Il pourrait s'agir d'une réaction allergique à l'un des ingrédients.

N'utilisez pas ce produit en association avec d'autres médicaments pour les yeux avant d'avoir consulté votre ophtalmologiste ou votre médecin.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. (Voir figure C)

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous ressentez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.

IT Gocce oculari con acido ialuronico 0,1%

Queste gocce oculari offrono maggiore comfort e lubrificazione in presenza di una lieve irritazione oculare. Adatte all'uso con tutti i tipi di lenti a contatto.

Applicazione

Queste gocce oculari a base di acido ialuronico offrono comfort e idratazione. L'uso del computer e/o l'aria condizionata possono causare secchezza oculare. Queste gocce oculari offrono maggiore comfort. Adatte all'uso con le lenti a contatto (rigide e morbide).

Il flacone morbido dal design unico e facile da usare e il contagocce consentono un dosaggio preciso delle gocce con acido ialuronico 0,1% senza conservatore, che offrono comfort e lubrificazione in presenza di una lieve irritazione oculare.

Composizione

ACIDO IALURONICO 0,1%, CLORURO DI SODIO, EDTA, TAMPONE FOSFATO, ACQUA PURIFICATA.

Sans conservant.



