

## EN All-in-one solution with hyaluronate

Cleaning, removal of protein deposits, disinfecting, rinsing, storing, inserting and moistening. For soft contact lenses.

Recommended for sensitive eyes.

Contains hyaluronate that enhances the moistening of lenses and increases the tolerability of lens-wear due to its viscous-elastic properties. The solution hydrates lenses due to its "water lock", not only after insertion but also throughout the day. It thereby aids the wearing comfort of the lens and diminishes eye irritation and dryness. The characteristics of the cornea and its surrounding tissue, in terms of its acidity, were taken into account during the development of this solution resulting in a product with corresponding specifications. Sterile manufacturing.

## Composition

POLYQUATERNIUM 0,00065%, PHMB 0,00002%, HYALURONATE, SODIUM CHLORIDE, EDTA, POLOXAMER, BORAX/BORIC ACID, PURIFIED WATER.

## Precautions and instructions for use

Wash your hands carefully before removing the lenses from your eyes or the lens case. Dry your hands using a clean towel.

Do not use when tamper-evident seal is broken before the first time use. Unscrewing the cap from the bottle will break the tamper-evident seal.

Immediately after removal of the lenses, clean them with a few drops contact lens solution.

Clean the lenses by carefully rubbing them with your index finger in the palm of your other hand for 10-15 seconds.

Rinse the lenses with contact lens solution.

Fill the lens case with fresh contact lens solution.

Place the lenses in the lens case for disinfection and store the lenses for at least 6 hours.

Remove the lenses from the lens case after the disinfecting cycle.

Rinse the lenses with contact lens solution.

Insert the lenses into your eyes.

Rinse the lens case with contact lens solution and allow the lens case to dry in the air.

Repeat disinfection steps when the lenses are stored unused in the lens case for a period longer than 7 days.

Do not touch the dropper tip of the bottle as this may contaminate the solution.

Close the bottle tightly immediately after use.

Replace your lens case frequently to prevent infection due to contamination.

## Storage conditions

Use within 3 months after opening.

Keep out of reach of children. (See image 1)

Keep the solution in its original packaging.

## Warnings and contra-indications

Do not use the contact lens solution if you are allergic to one of the ingredients.

Stop wearing contact lenses when you experience eye irritation or when you have an eye infection and consult a doctor.

If you are prescribed eye medication, consult your ophthalmologist or contact lens specialist before using the medication in combination with contact lens solution.

Do not use when the packaging is damaged. (See image 2)

Do not use after the expiry date.

Do not change your contact lens system without consulting your contact lens specialist.

Always replace any remaining solution in the lens case with fresh solution.

Never use tap water as an alternative for contact lens solution.

Stop using the product and inform the legal manufacturer and the national health authorities when you experience a serious health issue in relation with this medical device.

## NL Alles-in-een vloeistof met hyaluronaat

Reinigen, verwijderen van proteineaanlaag, desinfecteren, spoelen, bewaren, inzetten en bevochten. Voortzetting contactlenten.

Aanbevolen voor gevoelige ogen.

Betekent hyaluronaat dat deze zijn visco-elastische eigenschappen de vochtigheid en verdraagbaarheid van lenzen verbeterd. Dankzij "water lock" hydrateert de vloeistof de lenzen niet alleen direct na het inzetten maar ook tijdens het dragen van lenzen gedurende de dag. Daarmee draagt de vloeistof bij aan het draagcomfort van de lens en worden irritatie en droogheid van het oog verminderd.

Tijdens het ontwikkelen van deze vloeistof zijn de karakteristieken van de cornea en het omliggende weefsel meegenomen, wat heeft geresulteerd in een vloeistof die qua zuurgraad goed daarbij aansluit. Steriele fabricage.

## Samenvatting

POLYQUATERNIUM 0,00065%, PHMB 0,00002%, HYALURONAT, Natriumchloride, EDTA, POLOXAMER, BORAX/BORIC ACID, PURIFIED WATER.

## Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies

Was uw handen zorgvuldig voordat u de lenzen uit uw ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen niet met schone handdoeken.

Gebruik de vloeistof niet als de veiligheidssluiting voor het eerste gebruik is verbroken.

De veiligheidsluiting verbreekt bij het losdraaien van de dop van de fles.

Reinig de lenzen direct na het uitnemen met een aantal druppels contactlensoefstof.

Reinig de lenzen door ze voorzichtig 10-15 seconden met uw wijsvinger in de palm van uw andere hand schoon te wrijven.

Spoel de lenzen met contactlensoefstof.

Vul de lenshouder met verse contactlensoefstof.

Plaats de lenzen in de lenshouder en bewaar zo daarin minstens 6 uur voor desinfectie.

Spoel de lenzen af met contactlensoefstof.

Set de lenzen in uw ogen.

Spoel de lenshouder met contactlensoefstof af en laat de lenshouder aan de lucht drogen.

Herhaal de stappen voor desinfectie wanneer de lenzen voor een periode langer dan 7 dagen niet gebruikt zijn of in de lenshouder bewaard zijn.

De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

Sluit direct na gebruik de fles goed af.

Verwijder de lenshouder regelmatig om infecties door verontreiniging te voorkomen.

## Bewaarrichtingen

Gebruik de vloeistof binnen 3 maanden na opening.

Buiten bereik van kinderen houden. (Zie afbeelding 1)

Bewaar de vloeistof in de originele verpakking.

## Waarschuwingen en contra-indicaties

Gebruik de contactlensoefstof niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

Stop het dragen van contactlenten bij irritatie of bij een ooginfeksie of raadpleeg een arts.

Indien u oogmedicatie krijgt voorgeschreven, raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist voordat u de medicatie in combinatie met contactlenten gaat gebruiken.

Neem geen medicatie die contactlenzen beschadigt of beïnvloedt. (Zie afbeelding 2)

Niet gebruiken na de gebruikstermijn.

Wijzig niet van contactlensoverzorgingssysteem zonder overleg met uw contactlensspecialist.

Elke maal gebruikte contactlensoefstof in de lenshouder niet hergebruiken.

Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor contactlensoefstof.

Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart

in verband met dit medisch hulpmiddel.

## DE All-in-One-Lösung mit Hyaluronat

Reinigen, Entfernen von Proteinablagerungen, Desinfizieren, Spülen, Aufbewahren, Einsetzen und Befeuchten. Für welche Kontaktlinsen.

## Für empfindliche Augen empfohlen

Enthält Hyaluronat, das die Feuchtigkeit der Kontaktlinsen verstärkt und die

Verträglichkeit beim Tragen der Kontaktlinsen durch seine viskoelastischen Eigenschaften verbessert. Die Lösung benetzt die Kontaktlinsen aufgrund ihrer Wasserbindungsfähigkeit nicht nur nach dem Einsetzen, sondern auch über den ganzen Tag. Sie

unterstützt dadurch den Tragekomfort der Kontaktlinsen und verringert Reizungen und Trockenheit der Augen. Die Charakteristika der Hornhaut und ihrer umgebenden Gewebe in Bezug auf den Säuregrad wurden bei der Entwicklung dieser Lösung berücksichtigt; daraus ergab sich ein Produkt mit den entsprechenden Merkmalen. Sterile Herstellung.

## Zusammensetzung

POLYQUATERNIUM 0,00065%, PHMB 0,00002%, HYALURONAT, Natriumchlorid, EDTA, POLOXAMER, BORAX/BORIC ACID, GEZOIGERTES WASSER.

## Vorsichtshinweise und Anweisungen für den Gebrauch

Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

Nicht anwenden, wenn die Verschlussicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Beim Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche reißt das Garvestriegel auf.

Linsen unmittelbar nach ihrer Entnahme mit einer paar Tropfen der Kontaktlinsenlösung reinigen.

Das Reinigen der Linsen erfolgt durch vorsichtiges Reiben mit dem Zeigefinger in der Handfläche der anderen Hand für 10-15 Sekunden.

Die Linsen mit der Kontaktlinsenlösung spülen.

Füllen Sie Ihren Kontaktlinsenbehälter mit frischer Kontaktlinsenlösung.

Lassen Sie die Linsen zur Desinfektion in den Kontaktlinsenbehälter und bewahren Sie sie mindestens 6 Stunden darin auf.

Nach der Desinfektionsphase die Linsen aus dem Kontaktlinsenbehälter herausnehmen.

Die Linsen mit der Kontaktlinsenlösung spülen.

Die Kontaktlinsen in die Augen einsetzen.

Spülen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit Kontaktlinsenlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Wiederholen Sie die Desinfektionschritte, wenn die Kontaktlinsen für längere als 7 Tage unbrennt im Kontaktlinsenbehälter aufbewahrt wurden.

Die Tropflösung der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann.

Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.

Tauchen Sie den Kontaktlinsenbehälter regelmäßig auf, um eine Infektion durch Kontamination zu verhindern.

## Lagerungsbedingungen

Innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch verbrauchen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (Siehe Abbildung 1)

Die Lösung in der Originalverpackung aufbewahren.

## Warnhinweise und Gegenanzeigen

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenerkrankung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat.

Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge verwenden.

Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist. (Siehe Abbildung 2)

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Andere Sie Ihr Kontaktlinsenpflegeystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.

Ersatz für Sie Kontaktlinsenbehälter verbleibende Lösung immer durch frische Lösung.

Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung. Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

## FR Solution tout-en-un contenant du hyaluronate

Nettoyage, élimination des dépôts protéiques, désinfection, rinçage, conservation, pose et humidification. Pour lentilles de contact souplies.

## Recommandation pour les yeux sensibles

Contient du hyaluronate, augmentant l'humidification des lentilles et augmente la tolérance du port des lentilles en raison de ses propriétés visco-élastiques. La solution hydrate les lentilles en y relevant l'eau, non seulement après la pose des lentilles, mais aussi tout au long de la journée. Elle favorise ainsi le confort du port de lentilles et diminue l'irritation et la sécheresse oculaires. Les caractéristiques de la cornée et de ses tissus environnants, en termes d'acidité, ont été prises en compte lors du développement de cette solution, ce qui a donné un produit avec les caractéristiques correspondantes. Fabrication stérile.

## Composition

POLYQUATERNIUM 0,00065 %, PHMB 0,00002 %, HYALURONATE, CHLORURE DE SODIUM, EDTA, POLOXAMERE, BORAX/ACIDE BORIQUE, EAU PURIFIÉE.

## Précautions d'utilisation et mode d'emploi

Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer les lentilles de vos yeux ou de leur étui. Séchez- vous les mains avec une serviette propre.

Ne pas utiliser si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation. En dévisant le bouchon du flacon, vous entraînez la rupture du capuchon inviolable.

Immédiatement après avoir retiré vos lentilles, nettoyez-les avec quelques gouttes de solution pour lentilles de contact.

Nettoyez les lentilles avec précaution en les plâçant dans la paume d'une main et en les massant avec l'index de la main opposée pendant 10-15 secondes.

Rincez les lentilles avec la solution pour lentilles de contact.

Remplissez votre étui à lentilles avec une solution fraîche pour lentilles et laissez-les dans l'étui pendant au moins 6 heures.

Rincez les lentilles de leur étui après le cycle de désinfection.

Rincez les lentilles avec la solution pour lentilles de contact.

Possez les lentilles sur votre yeux.

Rincez l'étui à lentilles avec la solution pour lentilles de contact et laissez-le sécher à l'air libre.

Répétez les étapes de désinfection lorsque les lentilles restent inutilisées dans l'étui pendant plus de 7 jours.

Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.

Referez soigneusement le flacon immédiatement après l'utilisation.

Remplacez fréquemment votre étui à lentilles pour éviter toute infection due à une contamination.

## Conditions de conservation

À utiliser dans les 3 mois après l'ouverture.

Tenir hors de la portée des enfants. (Voir figure 1)

Conserver la solution dans son emballage d'origine.

## Mises en garde et contre-indications

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

Cessez de porter vos lentilles de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux et consultez un médecin.

Si l'on vous prescrit un médicament pour les yeux, consultez votre ophtalmologue ou spécialiste en lentilles de contact ainsi que le médecin avant d'utiliser le médicament.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. (Voir figure 2)

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans consulter votre spécialiste en lentilles de contact.

Remplacez toujours la solution pouvant rester dans l'étui à lentilles par une solution fraîche.

