

EN Gentle lid cleansing wipes for eye lids and lashes
Prescription free, hypoallergenic eye lid wipes to thoroughly and gently cleanse, hydrate and calm. To cleanse the eye area of ocular secretions, sticky residue and scales. Cleansing wipes are suitable for babies, children, adults and contact lens wearers. Cleansing wipes are without alcohol or parabens. Cleansing wipes adjusted to the pH of tears.

Composition:
WATER (AQUA), POLYSORBATE 20, DISODIUM PHOSPHATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, PVP, DISODIUM EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICARIA) EXTRACT, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.

Instructions for use:

- Tear open foil pack, unfold wipe.
- Close your eye and thoroughly but gently cleanse the eye lids and lashes.
- Use a fresh wipe for each eye.
- Discard the wipe after use. Rinsing is not necessary.

Use as warm compress: put the unopened sachet for a couple of minutes in warm water. Before use test the temperature. Use as cold compress: put the unopened sachet for a couple of minutes in the refrigerator. Attention: do not put in the freezer.

Warnings:

- Do not apply directly in the eye.
- Do not use if sachet is opened or damaged.
- For external use only.
- For single use.
- In case of eye irritation, discontinue use and consult your doctor/contactlens specialist.
- Keep out of reach of children.
- Protect from sunlight.
- Store between 4 °C and 25 °C.
- Do not use if you are allergic to one of the ingredients.

NL Reinigingsdoekjes voor de oogleden en wimpers
Conservermiddelvrij en hypoallergene doekjes voor een reinigende, hydraterende en kalmerende werking.

Om vuil en afscheiding van de oogleden en wimpers te verwijderen. Reinigingsdoekjes zijn geschikt voor baby's, kinderen, volwassenen en dragers van contactlenzen. Reinigingsdoekjes zijn zonder alcohol of parabenen. Reinigingsdoekjes zijn aangepast aan de pH waarde van de tranen.

Samenstelling:

WATER (AQUA), POLYSORBATE 20, DISODIUM PHOSPHATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, PVP, DISODIUM EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICARIA) EXTRACT, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.

Gebruiksaanwijzing:

- Haal het doekje uit de verpakking en vouw het open.
- Sluit het oog en wrijf een paar keer voorzichtig over ooglid en wimper.
- Gebruik voor elk oog een nieuw reinigingsdoekje.
- Het doekje dient u na gebruik weg te gooien. Spoelen is niet nodig.

Gebruik als warm kompres: leg het ongeopende zakje een aantal minuten in warm water. Controleer voor gebruik de temperatuur van het doekje. Gebruik als koud kompres: leg het ongeopende zakje een aantal minuten in de koelkast. Let op: het doekje niet in de vriezer leggen.

Waarschuwingen:

- Niet direct in de ogen gebruiken.
- Niet gebruiken als het zakje beschadigd is.
- Alleen voor uitwendig gebruik.

Geproduceerd in Israël voor/ Made in Israel for/ In Israel Produziert für/ Fabriqué en Israël pour/ Fabricato in Israele per/ Fremstillet i Israel for/ Valmistettu Iisraelissä/ Produkowane w Izraelu dla/ Tilverkad i Israel för/ Valmistatud Iisraelis/ Produzent i Israel for/ Gyártva Izraelben/ Fabricado en Israel para:

- Geschikt voor eenmalig gebruik.
- Stiek in geval van oogirritatie het gebruik van de reinigingsdoekjes en raadpleeg uw arts/contactlens specialist.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bescherm tegen zonlicht.
- Bewaren tussen 4 °C en 25 °C
- Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen niet gebruiken.

DE Augenlid-Reinigungstücher für Augenlider und Wimpern

Konservierungsmittelfreie, hypoallergene Augenlid-Reinigungstücher. Reinigen gründlich, aber sanft, spenden Feuchtigkeit und befeuchten die Haut. Zur Säuberung des Augenbereichs von Augensekreten, klebrigen Sekretresten und Schuppen. Reinigungstücher sind geeignet für Säuglinge, Kinder, Erwachsene und Kontaktlensenträger. Reinigungstücher sind alkohol- und parabenfrei. Reinigungstücher haben einen ähnlichen pH-Wert wie Tränen.

Zusammensetzung:

WASSER (AQUA), POLYSORBAT 20, DINATRIUMPHOSPHAT, LAURYLGLUCOSID, NATRIUMCHLORID, NATRIUMPHOSPHAT, PVP, DINATRIUM-EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICARIA) EXTRACT, GLYCERIN, TRIGLYCERIDE DER CAPRYL-/CAPRINSÄURE.

Hinweise für den Gebrauch:

- Folienbeutel aufreißen, Reinigungstuch entfalten.
- Das Auge schließen und die Augenlider und Wimpern gründlich reinigen.
- Für einzelne Augen ein frisches Tuch verwenden.
- Das Tuch nach der Anwendung wegwerfen. Ein Nachspülen ist nicht notwendig.

Verwendung als warme Komresse: Den ungeöffneten Beutel ein paar Minuten in warmes Wasser legen. Vor der Verwendung die Verwendung als kalte Komresse: Den ungeöffneten Beutel ein paar Minuten in den Kühlschrank legen. Vorsicht: Nicht in den Gefrier-schrank legen.

Warnhinweise:

- Nicht direkt ins Auge anwenden.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt ist.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Zum einmaligen Gebrauch.
- Bei Irritationen sofort einen Arzt oder den Kontaktlin senspezialisten aufsuchen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Schutz vor Sonnenlicht.
- Aufbewahrungstemperatur 4°C bis 25°C.
- Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

FR Lingettes nettoyantes pour paupières et cils

Lingettes hypoallergéniques et sans conservateur pour paupières qui nettoient en douceur et en profondeur, hydratent et apaisent. Nettoient le contour de l'œil des sécrétions oculaires, des résidus collants et des peaux mortes. Les lingettes nettoient convenablement pour les bébés, les enfants, les adultes et les porteurs de lentilles. Lingettes nettoyantes sans alcool et sans parabène. Lingettes nettoyantes adaptées au pH des larmes.

Composition :

EAU (AQUA), POLYSORBATE 20, PHOSPHATE DISODI-QUE, LAURYL GLUCOSIDE, CHLORURE DE SODIUM, PHOSPHATE DE SODIUM, PVP, DISODIUM EDTA, EXTRACT DE CAMOMILLE SAUVAGE (MATICARIA), GLYCERINE, TRIGLYCERIDE CAPRYLIQUE/CAPRIQUE.

Mode d'emploi :

- Ouvrez l'emballage en aluminium, dépliez la lingette.
- Fernetz l'œil et nettoyez délicatement et entièrement la paupière et les cils.
- Utilisez une nouvelle lingette pour chaque œil.
- Éliminez la lingette après utilisation. Le rinçage n'est pas nécessaire.

Utilisation en tant que compresse chaude : placez le sachet fermé dans l'eau chaude pendant quelques minutes. Vérifiez la température avant de l'utiliser. Utilisation en tant que compresse froide : placez le sachet fermé dans le réfrigérateur pendant quelques minutes. Attention : ne pas placer au congélateur.

Mises en garde :

- Ne pas appliquer directement dans l'œil.
- Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
- Pour utilisation externe uniquement.
- Pour usage unique.
- En cas d'irritation cesser l'utilisation et consulter votre médecin / opticien.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Protéger de la lumière du soleil.
- À conserver entre 4 °C et 25 °C.
- E Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.

IT Salviette detergenti per palpebre e ciglia

Salviette per palpebre ipoallergeniche e prive di conservanti per pulire a fondo ma delicatamente, idratare e calmare. Prodotto per la pulizia del contorno occhi da secrezioni oculari, residui resistenti e scorie. Le salviette detergenti sono adatte a neonati, bambini e adulti, anche in caso di lenti a contatto. Salviette detergenti senza alcool né parabeni. Salviette detergenti adatte al pH delle lacrime.

Composizione:

ACQUA (AQUA), POLISORBATO 20, FOSFATO DISODICO, LAURYL GLUCOSIDE, CLORURO DI SODIO, FOSFATO DI SODIO PVP, DISODIO EDTA, ESTRATTO DI CAMOMILLA RECUTITA (MATICARIA), GLICERINA, TRIGLICERIDI DELL'ACQUA CAPRICO/CAPRILICO.

Istruzioni per l'uso:

- Aprire la bustina ed estrarre la salvietta.
- Chudere gli occhi e detergere con cura, ma delicata mente, palpebre e ciglia.
- Utilizzare una salvietta nuova per ogni occhio.
- Gettare la salvietta dopo l'uso. Non è necessario risciacquare.

Uso come impacco caldo: porre la bustina ancora chiusa in acqua calda per un paio di minuti. Prima dell'uso verificare la temperatura. Uso come impacco freddo: porre la bustina ancora chiusa in frigorifero per un paio di minuti. Attenzione: non mettere nel congelatore.

Avvertenze:

- Non applicare direttamente sugli occhi.
- Non usare se la bustina è aperta o danneggiata.
- Solo per uso esterno.
- Monouso.
- In caso di irritazione oculare, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico/specialista di lenti a contatto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Proteggere dai raggi solari.
- Conservare il prodotto per lenti a contatto tra 4 °C e 25 °C.
- Non utilizzare in caso di allergia a uno dei componenti

ES Toallitas limpiadoras para párpados y pestañas.

Las toallitas ipoalergénicas sin conservantes limpian, hidratan y calman párpados y pestañas, de forma minuciosa

y delicada. Para retirar secreciones oculares, residuos pegajosos y escamas del área de los ojos. Las toallitas limpiadoras son ideales para bebés, niños, adultos y usuarios de lentes de contacto o lentillas. Las toallitas limpiadoras no contienen alcohol ni parabenos. Las toallitas limpiadoras están ajustadas al pH de las lágrimas.

Composición:

AGUA, POLISORBATO 20, FOSFATO DISÓDICO, LAURIL GLUCOSÍDICO, CLORURO DE SODIO, FOSFATO DE SODIO, PVP, EDTA DISÓDICO, EXTRACTO DE MANZANILLA DE CASTILLA (CHAMOMILLA RECUTITA, MATICARIA), GLICERINA, TRIGLICERIDO CAPRILICO / CAPRICO.

Instrucciones de uso:

- Rasgue el sobrecito de papel de aluminio, abra la toallita.
- Cierre los ojos y pásese bien la toallita por los párpados y pestañas.
- Use una toallita limpiadora para cada ojo.
- Deseche la toallita después de usarla. No es necesario enjuagarse los ojos.

Úsela como compresa tibia: coloque el sobrecito durante un par de minutos en agua tibia. Debe comprobar la temperatura antes de usarlo. Use la toallita como compresa fría: coloque el sobrecito durante un par de minutos en el refrigerador. Atención: no la meta en el congelador.

Advertencias:

- No se aplique la toallita directamente en el ojo.
- No use el sobrecito si está abierto o dañado.
- Solo para uso externo.
- Para un solo uso.
- En caso de irritación ocular, interrumpa el uso y consulte a su médico o especialista en lentes de contacto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Protéjalo de la luz solar.
- Conserve el producto entre 4 y 25 °C.
- No utilice si es alérgico(a) a alguno de los ingredientes.

HU Szemhigiénizeti törökendő szemhéja és szempilákra

Tartósítószer-mentes, hypoallergén szemhéj-törökendő, amely alaposan, de gyengédén tisztít, hidratál és nyugtat. A szemkörnyék szemáldától, ragacsos maradványoktól és hamsetektől való megtisztítására szolgál. A tisztítókenődz csecsemők, gyermekek, felnőttek és kontaktlencsés viselő számára egyaránt alkalmasak. A tisztítókenődz nem tartalmaz alkoholt vagy parabéneket. A tisztítókenődz a könny pH-értékéhez igazodik.

Összetétel:

VÍZ (AQUA), POLISORBÁT 20, DINATRIUM-FOSZFÁT, LAURIL-GLÜKOZID, NATRIUM-KLORID, NATRIUM-FOSZFÁT, PVP, DINATRIUM-EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICARIA) KIVONAT, GLICERIN, FRAKCIONÁLT KOKUSZOLAJ.

Használati utasítások:

- Szakítsa fel a fóliacsomagolást, és hajtsa szét a törökendőt.
- Csukja a szemét, és alaposan, de gyengédén tisztítsa meg a szemhéjat és a szempilákendőt.
- Mindkét szemhez használjon friss törökendőt.
- Használat után dobja ki a törökendőt. Nem kell leöblíteni.

Meleg borogatáséknál alkalmazza: tegye a botlantan tasakot néhány percre meleg vízbe. Használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet. Hideg borogatáséknál alkalmazza: tegye a botlantan tasakot néhány percre a hűtőszekrénybe. Figyelem: ne tegye a fagyaszűzőbe.

Oté Pharma Sol B.V.
Vluchtroed 30
NL-4817 ZH Breda

01REFM076-10
03/2023



Figyelmeztetések:

- Ne kerüljön közvetlenül a szembe.
- Ne használja, ha a tasak fel van bontva vagy sérült.
- Csak külsőleg használható.
- Egyszer használatra szolgál.
- Szemirritáció esetén hagya abba a használatát, és forduljon orvosához/kontaktlinzespecialistájához.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Védje a napfénytől.
- Tárolja 4 °C és 25 °C között.
- Ne használja a készítményt, ha allergiás valamelyik összetevőjére.

DA Renseservietter til øjeblik og vipper

Allergivenlige renseservietter uden konserveringsmidler, der grundigt, men forsigtigt, fugter og beroliger. Til at rense øjenregionen for søvn og øjensekret, klæbrige rester og flager. Renseservietter er velegnede til spædbørn, børn, voksne og kontaktlinsebrugere. Renseservietter uden alkohol eller parabener. Renseservietter har samme pH-værdi som tårer.

Sammensætning:

VANN (AQUA), POLYSORBAT 20, DINATRIUMFOSFAT, LAURYLGLUKOSID, NATRIUMKHLORID, NATRIUMFOSFAT, PVP, DINATRIUM EDTA, KAMILLE-EKSTRAKT (MATICRARIA), GLYCERIN, KAPRYL/KAPRISK TRIGLYCERID.

Anvendelse:

- Riv foliepakken op, fold servietten ud.
- Luk øjet og rens grundigt, men forsigtigt, øjenlåg og vipper.
- Brug en ny serviet til hvert øje.
- Kasser servietten efter brug. Skjylnen er ikke nødvendigt.

Som varmt omslag: læg den uåbnede foliepakke i varmt vand i et par minutter. Test temperaturen inden brug. Som koldt omslag: læg den uåbnede foliepakke i køleskabet i et par minutter. OBS: må ikke lægges i fryseren.

Advarsler:

- **Må** ikke anvendes direkte i øjet.
- **Må** ikke anvendes, hvis posen er åbnet eller beskadiget.
- Kun til udvortes brug.
- Til engangsbrug.
- I tilfælde af irritation af øjnene skal brugen indstilles og læge/øjenspecialist kontaktes.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke i sollys.
- Opbevares mellem 4°C og 25°C.
- Brug ikke, hvis du er allergisk over for en af ingredienserne.

FI Puhdistuspyyhkeet silmäluomille ja ripsille.

Säiliönäiteaineeton, hypoallergenisesti silmäluomien puhdistuspyyhkeet, jotka puhdistavat tehokkaasti mutta hellävaraisesti samalla kosteutta ja rauhoittain ihoa. Silmän eritteiden, lian ja hilseilvään öun puhdistukseen silmän alueelta. Puhdistuspyyhkeet sopivat vauvoille, lapsille ja aikuisille, myös piiloilinsien käyttäjille. Puhdistuspyyhkeet eivät sisällä alkoholia tai parabeneja. Puhdistuspyyhkeet on mukautettu kynnesteiden pH-arvoon.

Koostumus:

WATER (AQUA), POLYSORBATE 20, DISODIUM PHOSPHATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, PVP, DISODIUM EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICRARIA) EXTRACT, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.

Käyttöohjeet:

- Repäise foliopakkaus auki ja avaa puhdistuspyyhke.
- Sulje silmä ja puhdista silmäluomi ja ripset perusteellisesti.
- Käytä kummallekin silmälle uutta puhdistuspyyhettä.
- Heitä puhdistuspyyhke pois käytön jälkeen. Silmäluomea ei tarvitse huutoita vedellä puhdistuspyyhkeen käytön jälkeen.

Käyttö lämpimänä hauteena: laita avamaton pakkaus muutamaksi minuutiksi lämpimään veteen. Tarkista lämpötila ennen käyttöä. Käyttö kylmänä hauteena: laita avamaton pakkaus muutamaksi minuutiksi jääkaappiin. Huomautus: älä laita pakkausta pakastimeen.

Varoitukset:

- **Vältä** puhdistuspyyhkeen osumista suoraan silmiin.
- **Älä** käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.

- **Vain** ulkoiseen käyttöön.
- **Kertakäyttöinen.**
- **Jos** tuote ärsyttää silmiä, lopeta sen käyttö ja kysy neuvoa lääkäritä tai optikolta.
- **Säilytä** lasten ulottumattomissa.
- **Säilytä** suojassa auringonvalolta.
- **Säilytyslämpötila** 4–25 °C.
- **Älä** käytä puhdistuspyyhkeitä, jos olet allerginen jollekin niiden ainesosale.

PL Chusteczki nasazane do pielegnacji powiek i rzęs.

Niezawierające konserwantów, hypoalergiczne chusteczki nasazane do pielegnacji powiek, służące do dogłębnego, ale delikatnego, oczyszczania, nawilżania oraz łagodzenia. Przeznaczone do użycwania wyjątkiwnie, kiejących pozostałości i złuszczonej skóry z okolic oczu. Chusteczki nasazane mogą być stosowane przez niemowlęta, dzieci, dorosłych oraz użytkowników szkiele kontaktowych. Chusteczki nasazane nie zawierają alkoholu ani parabenów. Chusteczki nasazane dopasowane są do pH lez.

Sklad:

WODA (AQUA), POLISORBAT 20, DWUFOSFORAN SODU, GLUKOZYD LAURL-OWY, CHLÓREK SODU, FOSFORAN SODU, POLIWINILOPIROLIDON (PVP), SÓL DWUSODOWA KWASU WERSENOWEGO, WYCIGA Z RUMIANKU POSPOLITEGO, GLYCERYNA, TRIGLICERYD KAPRYLOWY/KAPRYNOWY.

Instrukcja użycia:

- Rozedrzeć foliowe opakowanie, rozłożyć chusteczkę.
- Zamknąć powiekę i dokładnie, ale delikatnie, oczyścić powiekę i rzęsy.
- Do każdego oka użyć nowej chusteczki.
- Chusteczkę po użyciu wyrzucić. Produkt nie wymaga splukiwania.

Stosowanie w charakterze ciepłego okładu: umieścić zamkniętą szaszetkę na kilka minut w ciepłej wodzie. Przed użyciem sprawdzić temperaturę. Stosowanie w charakterze zimnego okładu: umieścić zamkniętą szaszetkę na kilka minut w lodówce. Uwaga: nie wkładać do zamrażarki.

Ostrzeżenia:

- **Nie** stosować bezpośrednio na oczy.
- **Nie** używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- **Wyłączyć** do użyciu zewnętrznego.
- **Do** jednorazowego użyciu.
- **W** przypadku podrażnienia należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem/specjalistą od szkiele kontaktowych.
- **Przechowywać** w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Chronić** przed światłem słonecznym.
- **Przechowywać** w temperaturze od 4°C do 25°C.
- **Nie** stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

SV Rengöringsservetter för ögonlock och ögonfransar.

Hypoallergena ögonlocksservetter utan konserveringsmedel för noggrann men varsamt rengöring, återfuktning och lindring. För avlägsnande av ögonsekret, klabbig substans och fjäll i ögonområdet. Rengöringsservetter är lämpliga för babys, barn, vuxna och kontaktlinsebärare. Rengöringsservetter utan alkohol eller parabener. Rengöringsservetter justerade till pH-värdet i tårar.

Sammansättning:

VATTEN (AQUA), POLYSORBAT 20, DINATRIUMFOSFAT, LAURYLGLUKOSID, NATRIUMKHLORID, NATRIUMFOSFAT, PVP, DINATRIUM-EDTA, EXTRAKT AV CHAMOMILLA RECUTITA (MATICRARIA), GLYCERIN, KAPRYL/KAPRINTRIGLYCERID.

Bruksanvisning:

- Riv upp folieförpackningen, vik upp servetten.
- Blunda med ena ögat och rengör noggrant men varsamt ögonlocken och ögon fransarna.
- Använd en ny servett för varje öga.
- Släng servetten efter användning. Du behöver inte skölja.

Använd som varm kompress: lägg den öppnade påsen i varmt vatten i några minuter. Kontrollera temperaturen före användning. Använd som kall kompress: lägg den öppnade påsen i kylskåpet i några minuter. OBS! Lägg den inte i frysen.

Varningar:

- **Applificera** inte direkt i ögat.
- **Får** ej användas om posen är öppnad eller skadad.
- **Endast** för utvortes bruk.
- **Endast** för engångsbruk.

- **Vid** ögonirritation, avbryt användningen och kontakta läkare/kontaktlinsspecialist.
- **Förvaras** ötkomligt för barn.
- **Skyddas** mot solljus.
- **Förvaras** mellan 4 °C och 25 °C.
- **Använd** inte om du är allergisk mot något av innehållsämnaena.

ET Silmaugaude puhastuslapid silmaugaude ja ripsmetele.

Säiliutasenevabad hypoallergenisesti silmaugaude lapid põhjalikuks, kuid õrnaks puhastamiseks, niisutamiseks ja rahustamiseks. Silmapiirkonna puhastamiseks silmasekreetidest, klepuvatest jääkidest ja rõhmast. Puhastuslapid sobivad imikutele, lastele, täiskasvanutele ja kontaktläätsede kandjatele. Alkoholii- ja parabeenivabad puhastuslapid. Pisarate pH-taie kohandatud puhastuslapid.

Koostis:

VESI, POLYSORBAAT 20, DINAATRIUMFOSFAAT, LAURÜÜLGLÜKOSIID, NAATRIUMKLOORIID, NAATRIUMFOSFAAT, PVP, DINAATRIUM-EDTA, TEKKUMMELI (CHAMOMILLA RECUTITA (MATICRARIA)) EKSTRAKT, GLÜTSEERIIN, KAPRÜÜL/KAPRIINTRIÜLSEERIID.

Kasutusjuhised:

- Rebige fooliapungakand lahti, võtke välja lapp ja voltige see lahti.
- Sulgege silm ja puhastage silmaugaue ning ripsmeid põhjalikult, kuid õrnalt.
- Kasutage kummagi silma jaoks värsket lappi.
- Visake lapp pärast kasutamist ära. Loputamise pole vajalik.

Kasutamine sooja kompressina: asetage avamata kotike mõneks minutiks sooja vette. Enne kasutamist testige temperatuuri. Kasutamine külma kompressina: asetage avamata kotike mõneks minutiks külmkappi. Tähelepanu: ärge pange sügavkülmikusse!

Hoiatused:

- **Mitte** asetada otse silma.
- **Mitte** kasutada, kui kotike on avatud või kahjustatud.
- **Anult** välispidiseks kasutamiseks.
- **Anult** ühekordeks kasutamiseks.
- **Silma**ärrituste tekkimisel lõpetage kasutamine ja konsulteerige oma arsti või kontaktläätsede spetsialistiga.
- **Hoida** lastele kättesaamatus kohas.
- **Kaitsta** päikesevalguse eest.
- **Säilitage** temperatuuril 4–25 °C.
- **Ärge** kasutage puhastuslappi, kui olete mõne koostisosa suhtes allergiline.

NO Øyelokk-renseservietter til øyelokk og øyenvipper

Hypoallergene øyelokk-renseservietter uten konserveringsmidler, for grundig men skånsom rensing, fuktighetstilførsel og beroligende effekt. Til fjerning av øyesekretjon, kissete urenheter og flass fra øyemråder. Renseservietter er egnet for babyer, barn, voksne og kontaktlinsebrukere. Renseservietter uten alkohol eller parabener. Renseservietter er tilpasset pH i tårer.

Sammensetning:

VANN (AQUA), POLYSORBAT 20, DINATRIUMFOSFAT, LAURYLGLUKOSID, NATRIUMKHLORID, NATRIUMFOSFAT, PVP, DINATRIUM EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA (MATICRARIA) EKSTRAKT, GLYCERIN, KAPRYL / KAPRIN TRIGLYSERID.

Bruksanvisning:

- **Åpne** foliepakken, Brett ut servietten.
- **Lukk** øyet og rens øyelokk og vipper grundig men forsiktig.
- **Bruk** en ny serviett for hvert øye.
- **Kast** servietten etter bruk. Det er ikke nødvendig å skylle.

Bruk som varm kompress: Legg den uåpnede posen i varmt vann i et par minutter. Kontroller temperaturen for bruk. Bruk som kald kompress: Legg den uåpnede posen i kjøleskåpet i et par minutter. OBS! Ikke legg den i fryseren.

Advarsler:

- **Må** ikke brukes rett i øyet.
- **Må** ikke brukes hvis posen er åpnet eller skadd.
- **Kun** til utvortes bruk.
- **Til** engangsbruk.
- **I** tilfelle øyerrirasjon, avbryt bruken og kontakt lege / kontaktlinnespesialist.
- **Oppbevares** utilgjengelig for barn.
- **Beskytt** produktet mot sollys.
- **Lagres** ved temperatur mellom 4 °C og 25 °C.
- **Ikke** bruk hvis du er allergisk mot ett av innholdstoffene.