



SAFE AMPULLEN



Neutralisationsampullen ohne Konservierungsstoffe für weiche Kontaktlinsen, anwendbar in Kombination mit Oté Perox 3 % Wasserstoffperoxidlösung.

ZWECK

Neutralisierung, Aufbewahrung und Einsetzen von weichen Kontaktlinsen.

VORTEILE

- Frei von Konservierungsstoffen

ZUSAMMENSETZUNG

Catalase, Glycerol, EDTA, Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser

ERHÄLTLICH IN

- 30 x 10 ml ampullen
EAN - 8717185944815

