



SAFE AMPULLEN



Conserveermiddelvrije neutralisatie-ampullen voor zachte contactlenzen, te gebruiken in combinatie met Oté Perox 3% waterstofperoxide-oplossing.

DOEL

Neutraliseren, bewaren en inzetten van zachte contactlenzen.

VOORDELEN

- Conserveermiddelvrij

SAMENSTELLING

Catalase, Glycerol, EDTA, Fosfaatbuffer, gezuiverd water

VERKRIJGBAAR IN

- 30 x 10 ml ampullen
- EAN - 8717185944815



Bekijk het product
op de website