



ONE STEP



Wasserstoffperoxidsystem für weiche und formstabile Kontaktlinsen in Kombination mit Neutralisationstabletten. Die Wasserstoffperoxidlösung sorgt für eine sehr hohe mikrobielle Reinigung und Desinfektion und ist dadurch wirksam gegen mikrobielle

Verunreinigungen. Die Neutralisationstabletten mit natürlichem Farbindikator neutralisieren das Wasserstoffperoxid, wodurch eine pH-neutrale, konservierungsmittelfreie Lösung entsteht. Die Tabletten enthalten keine tierischen Bestandteile.

ZWECK

Reinigung und Desinfektion, Neutralisierung, Aufbewahrung und zum Einsetzen von aller Kontaktlinsentypen.

VORTEILE

- Für weiche und formstabile Kontaktlinsen
- Frei von Konservierungsstoffen
- Hohe antibakterielle Wirkung
- Tabletten enthalten keine tierischen Bestandteile
- Optimaler Einsetz- und Tragekomfort dank PVP

ZUSAMMENSETZUNG

Wasserstoffperoxidlösung: Wasserstoffperoxid, Phenacetinum crystallinum, Natriumchlorid, PVP K30 (EP), gereinigtes Wasser

Neutralisationstabletten: Borsäure, Kaliumpentaborat, Polyvinylalkohol, Vitamin B12, mikrobielle Katalase

ERHÄLTICH IN

- **100 ml Pack**
(1 x 100 ml + 15 Tabletten + Linsenbehälter mit Ventil)
EAN - 8717185940114
- **360 ml Pack**
(1 x 360 ml + 45 Tabletten + Linsenbehälter mit Ventil)
EAN - 8717185940121
- **3 Monate Pack**
(2 x 360 ml + 90 Tabletten + 2 Linsenbehälter mit Ventil)
EAN - 8717185940107



Bekijk het product
op de website