



ONE STEP



Waterstofperoxidesysteem voor zachte en harde contactlenzen in combinatie met neutralisatietabletten. De waterstofperoxidevloeistof zorgt voor een zeer hoge microbiële reiniging en desinfectie en is daardoor effectief tegen microbiële verontreiniging.

De neutralisatietabletten, met natuurlijke kleur-indicator, neutraliseren de waterstofperoxide waardoor een pH-neutrale, ongeconserveerde vloeistof ontstaat. De tabletten bevatten geen dierlijke bestanddelen.

DOEL

Reinigen, desinfecteren, neutraliseren, bewaren en inzetten van alle typen contactlenzen.

VOORDELEN

- Voor zachte en harde contactlenzen
- Zonder conserveringsmiddel
- Hoge antibacteriële werking
- Tabletten bevatten geen dierlijke of toxische bestanddelen
- Optimaal inzet- en draagcomfort dankzij PVP


SAMENSTELLING

Waterstofperoxidevloeistof: Waterstofperoxide, Phenacetinum crystallinum, Natrium chloride, PVP K30 EP, gezuiverd water

Neutralisatietabletten: Boorzuur, Potassium pentaborate, Polyvinyl alcohol, Vitamine B12, Microbiële katalase

VERKRIJGBAAR IN

- **100 ml Pack**
(1 x 100 ml + 15 tabletten + Lenshouder met disc)
EAN - 8717185940114
- **360 ml Pack**
(1 x 360 ml + 45 tabletten + Lenshouder met disc)
EAN - 8717185940121
- **3 mnd Pack**
(2 x 360 ml + 90 tabletten + 2 Lenshouders met disc)
EAN - 8717185940107



Bekijk het product
op de website