



# MONOSEPT



3 % Wasserstoffperoxidsystem mit Neutralisierungsscheibe für weiche Kontaktlinsen inklusive Silikonhydrogel-Kontaktlinsen.

## ZWECK

Desinfektion, Entfernung von Proteinen und Aufbewahrung von allen weichen Kontaktlinsen.

## VORTEILE

- Frei von Konservierungsstoffen
- Gründliche Desinfektion dank 3 % Wasserstoffperoxidlösung
- Desinfektionszyklus von nur 6 Stunden

## ZUSAMMENSETZUNG

3 % Wasserstoffperoxidlösung, Phosphorsäure (Stabilisator), NaCl, Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser

## ERHÄLTlich IN

- **120 ml Pack** (1 x 120 ml + Linsenhalter mit disc)  
EAN - 8717185944761
- **360 ml Pack** (1 x 360 ml + Linsenhalter mit disc)  
EAN - 8717185944778
- **Multi Pack** (5 x 360 ml + 5 Linsenhalter mit disc)  
EAN - 8717185940343