



TWINS ACTIVE



Líquido todo en uno para lentes de contacto blandas con acción antibacteriana y propiedades de limpieza profunda.

USOS

Indicado para limpiar, desinfectar, colocar, almacenar y eliminar los depósitos de proteínas y lípidos en todo tipo de lentes de contacto blandas.

VENTAJAS

- Uso seguro de las lentes gracias a su excelente acción antibacteriana
- Comodidad ideal gracias al removedor activo de lípidos, proteínas y mucinas

COMPOSICIÓN

PHMB, EDTA, NaCl, poloxámero, tampón fosfato, agua purificada

DISPONIBLE EN

- **Envase de 100 ml** (1 x 100 ml + estuche para lentes)
EAN - 8717185944617
- **Envase de 360 ml** (1 x 360 ml + estuche para lentes)
EAN - 8717185944709
- **Multienvase** (3 x 360 ml + 3 estuches para lentes)
EAN - 8717185944792