



MONOSEPT



3% waterstofperoxidesysteem met neutralisatiedisc voor zachte contactlenzen, inclusief silicone hydrogel lenzen.

DOEL

Desinfecteren, verwijderen van proteïnen en bewaren van alle zachte contactlenzen.

VOORDELEN


- Conserveermiddelvrij
- Grondige desinfectie door 3% waterstofperoxide-oplossing
- Desinfectiecyclus van slechts 6 uur

SAMENSTELLING

3% waterstofperoxide-oplossing, Fosfonzuur stabilisator, NaCl, Fosfaatbuffers, gezuiverd water

VERKRIJGBAAR IN

- **120 ml Pack** (1 x 120 ml + lenshouder met disc)
EAN - 8717185944761
- **360 ml Pack** (1 x 360 ml + lenshouder met disc)
EAN - 8717185944778
- **Multi Pack** (5 x 360 ml + 5 lenshouders met disc)
EAN - 8717185940343



Bekijk het product
op de website